



MIDO INTEGRAL

Ecosistema de Medición Integrada para la Detección Oportuna

Manual de usuario

Actualizado a mayo de 2022



MIDO PRIMERA INFANCIA

FUNDACIÓN
Carlos Slim



Contenido

Propósito de este documento.....	3
Qué es MIDO Integral.....	3
Qué es MIDO Primera Infancia	4
Estructura del sistema	5
Acceso a MIDO Primera Infancia	7
Nueva valoración.....	9
Antecedentes familiares.....	10
Valoración del menor.....	11
Valoración nutricional y de crecimiento.....	12
Evaluación del desarrollo Infantil (EDI).....	16
Valoración de hemoglobina	21
Hitos de desarrollo del motor grueso (OMS)	23
Finalizar valoración	26
Resultados de la valoración realizada	28
Actualizar datos del niño	29
Resumen de valoraciones	31




Propósito de este documento

Detallar la estructura y funciones del sistema **MIDO Primera Infancia**, para lograr su correcto uso y consulta.

Qué es MIDO Integral

MIDO Integral es una plataforma digital que permite al personal de salud registrar y dar seguimiento de los servicios de salud provistos en una unidad de salud, incluyendo la valoración para detección y diagnóstico de una enfermedad crónica y las consultas médicas.





Qué es MIDO Primera Infancia

La plataforma **MIDO (Medición Integrada para la Detección Oportuna) Primera Infancia** permite valorar de forma continua, sistemática e integral diversas mediciones básicas relacionadas con el adecuado crecimiento, nutrición y desarrollo de niños menores de cinco años.

El crecimiento es valorado mediante las tablas y gráficas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (para niños a término) e Intergrowth 21 (para los niños prematuros).

El desarrollo psicomotor es valorado mediante la Evaluación del Desarrollo Infantil “EDI” permitiendo detectar aquellos niños con un desarrollo normal, o bien con un rezago o un riesgo de retraso en el desarrollo. Cuando la prueba EDI no es posible realizarla, la valoración se puede realizar mediante los hitos de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud.

MIDO Primera Infancia también permite realizar el seguimiento sistemático de los niveles de hemoglobina y la detección oportuna de anemia.






Estructura del sistema

I. Sistema MIDO Integral.



Ecosistema de Medición Integrada para la Detección Oportuna





II. Estructura de MIDO Primera Infancia.



MIDO Primera Infancia





Acceso a MIDO Primera Infancia

El presente manual detalla el funcionamiento de MIDO Primera Infancia. Si requiere información sobre el acceso al sistema y sus funciones generales, como la búsqueda y alta de pacientes, por ejemplo, por favor acceda al sitio de soporte MIDO Integral (<http://soportemidointegral.com>), y consulte el **Manual de funciones generales**, que tiene disponible en la pantalla inicial.

Después de localizar al paciente menor de edad, o dar de alta a un paciente nuevo, al abrir la pantalla principal de su expediente, verá el icono de **MIDO Primera Infancia** si le corresponde este sistema, por su perfil:

- **Menores de edad de hasta 6 años cumplidos**

MIDO INTEGRAL

Julio Zurita Zárate
Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Ciudad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre

MIDO Primera Infancia

Última valoración MIDO
Fecha de últimas mediciones: SD

Talla: SD
Peso: SD
IMC: SD
ICA: SD

Presión arterial: SD

Glucosa: SD

Nombre de la madre o tutor: **Julia Zárate**
CURP estimada de la madre o tutor: ZAXJ880208MBSRXL01

Edad cronológica del menor: **3 años 4 meses 3 días**

Antecedentes
Fecha de última actualización: 09/05/2022

Antecedentes heredofamiliares

Diabetes: No
Hipertensión: Sí
Cáncer: No
Cardiopatía: No
Tuberculosis: No
Preeclampsia: No
Otro: No

Cerrar expediente

Esta pantalla muestra el nombre y CURP estimada de la madre o tutor, la edad cronológica del menor y un resumen de los antecedentes y mediciones más recientes del menor.

Si se trata de un paciente recién registrado, todos los campos se mostrarán sin datos (**SD = Sin Dato**).


Después de su terminar su primera valoración, los datos de esta pantalla se irán poblando con sus respectivos valores y respuestas.

Las opciones que continúen mostrando la leyenda **SD**, pueden ser parte de un sistema que no se haya utilizado todavía, o puede ser que no se consideren obligatorias en la captura.




Acceso al sistema

En el bloque de sistemas disponibles para este menor de edad (puede ser uno o varios, dependiendo su perfil) a la izquierda de la pantalla, seleccione **MIDO Primera Infancia**.



Al seleccionar el sistema se abrirá su pantalla principal, con las siguientes opciones:

- **Nueva valoración.** Donde se guardan los resultados de las mediciones y estudios correspondientes a este sistema, que se detallan más adelante.
- **Actualizar datos del niño.**
- **Resumen de valoraciones.** Tabla con los datos de todas las valoraciones realizadas en MIDO Primera Infancia a este menor de edad.



Si es el primer acceso de este paciente en MIDO Primera Infancia, las leyendas de último registro mostrarán la etiqueta **SD** (Sin Dato). Después de la primera valoración estas leyendas se irán cambiando por las fechas que correspondan.



Nueva valoración

Seleccione la opción **Nueva valoración** en el menú principal de **MIDO Primera Infancia**. Se abrirá la primera pantalla, que corresponde a los antecedentes familiares del menor.

The screenshot displays the MIDO INTEGRAL user interface. At the top, a blue header contains the 'MIDO INTEGRAL' logo and a user profile icon. Below the header, a grey bar identifies the user as 'Julio Zurita Zárate' with details: 'Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Entidad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre'. The main content area features the 'MIDO Primera Infancia' logo and three primary action buttons: 'Nueva valoración' (highlighted with a hand cursor), 'Actualizar datos del niño', and 'Resumen de valoraciones'. Each button includes an icon and a label for the last record ('Último registro: SD'). At the bottom, there are two navigation buttons: 'Menú principal' and 'Cerrar expediente'. A footer at the very bottom reads: 'MIDO Integral. Medición Integrada para la Detección Oportuna | Desarrollado por Fundación Carlos Slim © 2022 Derechos reservados'.



Antecedentes familiares

Esta pantalla se mostrará con los datos que se guardaron previamente durante el registro del menor.

MIDO INTEGRAL

Julio Zurita Zárate
Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Entidad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre

Antecedentes familiares

Fecha: 09/05/2022 | Hora: 10:53

Antecedentes heredofamiliares del niño o niña

Diabetes *	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde	Hipertensión *	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde
Cardiopatía *	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde	Cáncer de mama *	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde
Cáncer de próstata *	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde	Cáncer de pulmón *	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde
Cáncer de cérvix *	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde	Cáncer de colon *	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde
Otro *	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> No se sabe / No responde		

[Regresar](#) [Limpiar](#) [Guardar y continuar](#)

MIDO Integral. Medición Integrada para la Detección Oportuna | Desarrollado por Fundación Carlos Slim © 2022 Derechos reservados

Puede actualizar los antecedentes familiares que se requieran, o continuar sin hacer cambios. Pase a la siguiente pantalla haciendo clic en **Guardar y continuar**.



Valoración del menor

La valoración del menor consta de 4 secciones:

- **Valoración nutricional y de crecimiento.** Esta valoración debe hacerse en primer lugar y es la única valoración obligatoria. Se capturan mediciones básicas e información general del menor.
- **Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)**
- **Valoración de hemoglobina**
- **Hitos de desarrollo de motor grueso**

The screenshot displays the MIDO INTEGRAL user interface. At the top, the header includes the MIDO INTEGRAL logo and the name 'Julio Zurita Zárate'. Below the header, the user's details are listed: 'Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Entidad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre'. The main content area is titled 'Valoración nutricional y de crecimiento' with a sub-header 'Fecha: 09/05/2022 | Hora: 10:56'. Below this, there is a navigation menu with four main categories: 'EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO' and 'OTRAS VALORACIONES'. Under 'EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO', there are two sub-items: 'Crecimiento' and 'Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)'. Under 'OTRAS VALORACIONES', there are two sub-items: 'Valoración de Hemoglobina' and 'Hitos de desarrollo de motor grueso'. A large white arrow points to the right, indicating the next step in the process.

Para acceder a cada tema debe usar el menú superior de iconos.

Es importante que capture primero los datos de la primera valoración mostrada, nutricional y de crecimiento, para poder seleccionar el resto de las opciones, que ya podrá capturar sin un orden determinado, si cuenta con la información y/o personal requerido.



Valoración nutricional y de crecimiento

Esta es la primera valoración que se muestra y debe capturar la información obligatoria (señalada con asteriscos rojos) para poder continuar con las otras opciones, o finalizar la valoración del menor.

MIDO INTEGRAL
@

Julio Zurita Zárate
 Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Entidad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre

Valoración nutricional y de crecimiento

Fecha: 09/05/2022 | Hora: 10:56

Producto: **Hombre**
Edad cronológica:
3 años 4 meses 3 días

EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Crecimiento

OTRAS VALORACIONES

Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)

Valoración de Hemoglobina

Hitos de desarrollo de motor grueso

Nutrición

Fecha de valoración *

Peso *

Talla *

Crecimiento

Perímetro cefálico

Perímetro braquial

Lactancia

¿Cómo fue la lactancia materna de 0 a 6 meses? *

Lactancia exclusiva
 Lactancia materna con adición de otros alimentos
 No se realiza
 No se sabe / No responde

Orientación y ayuda alimentaria

Orientación alimentaria: ALIMENTACIÓN CORRECTA en mayores de un año y hasta los 9 años de edad

Referido

Sí
 No
 No se sabe / No responde

Motivo de baja

Cambio de domicilio
 Rechazo al tratamiento
 Defunción
 Perdido
 Otro

Observaciones

Guardar datos de esta valoración

Cancelar
Limpiar
Finalizar y ver reporte de valoración

MIDO Integral. Medición Integrada para la Detección Oportuna | Desarrollado por Fundación Carlos Slim © 2022 Derechos reservados



- Primero seleccione la fecha en que se hicieron las mediciones, si no se están realizando al momento de la captura.
- Ingrese después lo valores de **peso y talla**.
- Al hacerlo se desplegará el diagnóstico nutricional, con la clasificación en forma de semáforo de **peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla**.

Valoración nutricional y de crecimiento

Fecha: 09/05/2022 | Hora: 10:56

	EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO		OTRAS VALORACIONES	
 Producto: Hombre Edad cronológica: 3 años 4 meses 3 días	 Crecimiento	 Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)	 Valoración de Hemoglobina	 Hitos de desarrollo de motor grueso

Nutrición

Fecha de valoración *

Peso *

Talla *

Diagnóstico nutricional

Peso para la edad
Clasificación: ● **Peso alto para la edad** [Ver gráfica](#)

Talla para la Edad
Clasificación: ● **Talla normal para la edad** [Ver gráfica](#)

Peso para la Talla
Clasificación: ● **Peso normal** [Ver gráfica](#)

Cada una de estas clasificaciones contará además con una gráfica que puede abrir con su respectivo botón **Ver gráfica**.

Diagnóstico nutricional

Peso para la edad
Clasificación: ● **Peso alto para la edad** [Ver gráfica](#)

Talla para la Edad
Clasificación: ● **Talla normal para la edad** [Ver gráfica](#)



Continúe ingresando los datos solicitados en la pantalla si cuenta con ellos como el perímetro cefálico y braquial, que también desplegarán su clasificación semaforizada y gráficas respectivas.


El siguiente dato obligatorio es el relacionado a la lactancia. La(s) pregunta(s) relacionadas cambiarán de acuerdo con la edad del menor.



Una vez que termine la captura, haga clic en **Guardar datos de esta valoración**.



El sistema le confirmará que la información se guardó correctamente.



Al cerrar la ventana de confirmación, verá que el icono de esta primera valoración se ha marcado con una paloma verde, indicando que la valoración está hecha y guardada.



Del mismo modo, conforme capture y guarde el resto de los temas, se irán marcando del mismo modo. Considere que después de esta primera valoración, las demás las podrá capturar sin un orden definido.



Evaluación del desarrollo Infantil (EDI)

Esta sección requiere personal capacitado para la aplicación de la prueba EDI, ya que varios puntos requieren la observación directa del menor al momento de capturar los datos.

The screenshot displays the 'Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)' form within the MIDO INTEGRAL system. The form is organized into several key sections:

- Factores de riesgo biológico:** Contains questions about allergies, infections, birth weight, and respiratory issues.
- Señales de alerta:** Includes questions about eating habits, play behavior, and social interaction.
- Áreas de desarrollo:**
 - Grupo 12 (18-36 meses):**
 - Área de Desarrollo Motor Grueso:** Questions about running, jumping, and climbing.
 - Área de Desarrollo Motor Fino:** Questions about drawing, cutting, and using scissors.
 - Área de Desarrollo Lenguaje:** Questions about word recognition and sentence construction.
 - Área de Desarrollo Social:** Questions about play interaction and social differences.
 - Evaluación neurológica:** Questions about motor skills and social interaction.
 - Señales de alarma:** Questions about speech development and play behavior.
- Calificación:** Shows a final result of 'Desarrollo normal' with a green indicator.

The interface also features a top navigation bar with user details (Julio Zurita Zárate) and a bottom section with 'Inicio', 'Inicio de sesión', and 'Finalizar evaluación' buttons.



La prueba está dividida en secciones. Verá que la primera sección, **Factores de riesgo biológico**, ya tendrá las preguntas marcadas y con su clasificación correspondiente, porque fueron respondidas en pantallas anteriores del sistema.

MIDO INTEGRAL

Julio Zurita Zárate
Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Entidad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre

Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)

Fecha: 09/05/2022 | Hora: 10:59

Producto: **Hombre**
Edad cronológica: **3 años 4 meses 3 días**

EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

- Crecimiento
- Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)**

OTRAS VALIDACIONES

- Valoración de Hemoglobina
- Hitos de desarrollo de motor grueso

Factores de riesgo biológico

- Asistencia a dos o menos consultas prenatales.*
 Sí No
- Presencia de sangrados, infecciones de vías urinarias o cervicovaginitis, presión alta y enfermedades sistémicas durante el embarazo.*
 Sí No
- Gestación menor a 34 semanas.*
 Sí No
- Peso de su niño al nacer 1500 g. o menos.*
 Sí No
- Retardo en la respiración y circular de cordón durante el parto.*
 Sí No
- Hospitalización de su niño(a) en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) o antes del mes de vida con una duración mayor a 4 días.*
 Sí No
- Madre menor a 16 años al momento del parto.*
 Sí No

Las preguntas de la prueba EDI están divididas en grupos de edad, por lo que se mostrarán en cada sección, las preguntas que le correspondan a este menor. Por ejemplo, se desplegarán las preguntas del Grupo 12 a los menores que se encuentren entre los 31-36 meses de edad.

Áreas de desarrollo

Grupo 12 (31-36 meses)

Área de Desarrollo: Motriz Gruesa

- ¿Puede su niño(a) agacharse fácilmente hacia delante sin caerse? ^{*(1)}
 Sí No
- ¿Puede su niño(a) caminar sobre la punta de sus pies? ^{*(1)}
 Sí No
- ¿Puede caminar hacia atrás? ^{*(1)}
 Sí No

Resultado:

(1) Este ítem requiere observación del niño(a)



Conforme responda cada pregunta, se irá mostrando su clasificación en forma de semáforo: verde para resultado normal, o amarillo para una primera alerta.

Señales de alerta

¿Le cuesta trabajo manipular objetos pequeños como: cereal, chicharos o galletas de animalito? ^{*(1)}	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	●
¿Le cuesta trabajo entender órdenes sencillas como: vé con tu mamá? ¿Le cuesta mucho trabajo separarse de su mamá o de la persona que lo cuida y cuando se aleja de él(ella) se pone a llorar? ^{*(1)}	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	●
¿Hace contacto visual cuando alguien le habla?	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
¿Le cuesta mucho trabajo separarse de su mamá o de la persona que lo cuida y cuando se aleja de él(ella) se pone a llorar?	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
¿Tiene interés por sus juguetes, es decir los ocupa para jugar o como cosas, por ejemplo: juega rodando sus carritos o muñecas, o sólo los ocupa para ordenarlos?	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●

(1) Este ítem requiere observación del niño(a)

La cantidad de alertas amarillas por tema, serán las que determinen si hay un riesgo en el desarrollo del menor.

Por ejemplo, si en un tema todas las respuestas muestran semáforo amarillo, que ya constituye una alerta mayor, se mostrará un segundo bloque de preguntas, que corresponderán al grupo de edad inmediato anterior.

Áreas de desarrollo

Grupo 12 (31-36 meses)

Área de Desarrollo: Motriz Gruesa

¿Puede su niño(a) agacharse fácilmente hacia adelante sin caerse? ^{*(1)}	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	●
¿Puede su niño(a) caminar sobre la punta de sus pies? ^{*(1)}	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	●
¿Puede caminar hacia atrás? ^{*(1)}	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	●
Resultado:		●

(1) Este ítem requiere observación del niño(a)

La calificación marcó el semáforo en amarillo con **ninguna respuesta acreditada**. Por favor aplique las siguientes preguntas del GRUPO DE EDAD ANTERIOR (25-30 meses):

25-30 meses 1. Cuando su niño(a) brinca, ¿levanta los dos pies del suelo a la vez? ^{*(1)}	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
25-30 meses 2. ¿Puede subir o bajar al menos dos escalones con ayuda? [*]	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
25-30 meses 3. ¿Puede el niño(a) pararse sobre un solo pie? ^{*(1)}	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●

(1) Este ítem requiere observación del niño(a)



Este segundo bloque de preguntas puede semaforizar en amarillo o rojo. La semaforización de todas las preguntas de la prueba EDI definirán si el desarrollo del menor es normal, con riesgo de rezago, con rezago, etc.

¿Puede su niño(a) caminar sobre la punta de sus pies? ^{*(1)}

Sí No

¿Puede caminar hacia atrás? ^{*(1)}

Sí No

Resultado: ●

(1) Este ítem requiere observación del niño(a)

La calificación marcó el semáforo en amarillo con **ninguna respuesta acreditada**. Por favor aplique las siguientes preguntas del GRUPO DE EDAD ANTERIOR (25-30 meses):

25-30 meses 1. Cuando su niño(a) brinca, ¿levanta los dos pies del suelo a la vez? ^{*(1)}

Sí No

25-30 meses 2. ¿Puede subir o bajar al menos dos escalones con ayuda? *

Sí No

25-30 meses 3. ¿Puede el niño(a) pararse sobre un solo pie? ^{*(1)}

Sí No

Resultado: ●

(1) Este ítem requiere observación del niño(a)

Una vez que termine la captura de la prueba EDI verá en la parte inferior un semáforo con la clasificación final de la prueba. Haga clic en **Guardar datos de valoración**.

Señales de alarma

¿Babea constantemente o habla de manera poco entendible?

Sí No ●

¿Se comunica con palabras aisladas es decir, no forma oraciones como: mamá quiero leche, y sólo dice leche?

Sí No ●

¿Se cae frecuentemente y le cuesta trabajo subir y bajar escaleras?

Sí No ●

¿La madre reporta que el niño(a) ha experimentado una pérdida importante y constante de las habilidades que en algún momento tuvo?

Sí No ●

Calificación


➡ ● Desarrollo normal

Guardar datos de valoración

Cancelar Limpiar Finalizar valoración



Se abrirá una ventana emergente donde deberá seleccionar una **fecha estimada para la próxima valoración**.



Una vez que seleccione la fecha de clic en **Aceptar**. Al cerrar la ventana emergente verá que la prueba se muestra marcada con la paloma verde, indicando que fue concluida y guardada correctamente.





Valoración de hemoglobina

Si se cuenta con el resultado de una prueba de hemoglobina, seleccione esta opción.

MIDO INTEGRAL

Julio Zurita Zárate
Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Entidad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre

Valoración de Hemoglobina

Fecha: 09/05/2022 | Hora: 11:05

Producto: **Hombre**
Edad cronológica: **3 años 4 meses 3 días**

EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

OTRAS VALORACIONES

CreCIMIENTO

Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)

Valoración de Hemoglobina

Hitos de desarrollo de motor grueso

Control personalizado de la detección de anemia

Fecha de programación *

Fecha de realización *

Hemoglobina *

Clasificación:

Referido

Sí No No se sabe / No responde

Observaciones

SINBA-SIS-18-P

Guardar datos de esta valoración

Cancelar Limpiar Finalizar valoración

Deberá primero ingresar la fecha en que se programó el estudio y después la fecha en que se realizó.

Control personalizado de la detección de anemia

Fecha de programación *

Fecha de realización *

Hemoglobina *

Clasificación:

Ingrese el valor de hemoglobina. Se mostrará la clasificación correspondiente en forma de semáforo.



Para finalizar haga clic en **Guardar datos de esta valoración**.

Fecha de programación * 02/05/2022 Fecha de realización * 06/05/2022

Hemoglobina * 15 g/dL Clasificación: Sin anemia

Referido
 Sí No No se sabe / No responde

Observaciones

SINBA-SIS-18-P

Guardar datos de esta valoración

El sistema mostrará un aviso confirmando el guardado, y el icono de valoración de hemoglobina se marcará con una paloma verde indicando que los datos se guardaron correctamente.

MIDO INTEGRAL

Julio Zurita Zárate
Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Entidad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre

Guardado: Operación realizada correctamente

Valoración de Hemoglobina
Fecha: 09/05/2022 | Hora: 11:06

Producto: Hombre
Edad cronológica: 3 años 4 meses 3 días

EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

OTRAS VALORACIONES

Crecimiento

Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)


Valoración de Hemoglobina

Hitos de desarrollo de motor grueso




Hitos de desarrollo del motor grueso (OMS)

Este cuestionario para determinar la clasificación de desarrollo del motor grueso del menor puede aplicarse a menores que se encuentren **entre 3.8 y 17.6 meses de edad**.



Si el menor se encuentra fuera del rango de edad permitido, el sistema mostrará una alerta indicándolo.





Si el menor está en el rango de edad permitido, se desplegará el cuestionario. Al responder las preguntas, se irá mostrando la clasificación de cada una en forma de semáforo.

Cada pregunta corresponde a un rango más específico de edad. Si el menor aún no cumple con cierta edad, la pregunta respectiva no estará habilitada.

MIDO INTEGRAL
👤

i **Laura Jimenez Hernandez**
 Fecha de nacimiento: 07/12/2020 | Edad: 1 | Entidad de nacimiento: Aguascalientes | Sexo: Mujer

Hitos de desarrollo de motor grueso

Fecha: 05/05/2022 | Hora: 18:20

Producto: Mujer
Edad cronológica:
1 año 4 meses 28 días

EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Crecimiento

Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)

OTRAS VALORACIONES

Valoración de Hemoglobina

Hitos de desarrollo de motor grueso

Hitos de desarrollo de la DMS

■ Desarrollo normal: Hito realizado para su edad.
■ Hito por realizar: Cuando un hito esperado para la edad del niño o niña aún no se realiza.
■ Riesgo de retraso: Hito no realizado para su edad.

Edad en meses: de 3.8 a 9.2		Sentarse sin ayuda <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
Edad en meses: de 4.8 a 11.4		Sostenerse con ayuda <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
Edad en meses: de 5.2 a 13.5		Gatear <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
Edad en meses: de 5.9 a 13.7		Caminar con ayuda <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
Edad en meses: de 6.9 a 16.9		Sostenerse solo <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●
Edad en meses: de 8.2 a 17.6		Caminar solo <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	●

Guardar datos de esta valoración

Cancelar
Limpiar
Finalizar valoración



Una vez que termine de responder las preguntas, haga clic en Guardar datos de esta valoración. El sistema mostrará un aviso de que la pantalla se guardó correctamente.

The screenshot displays the MIDO INTEGRAL interface for a user named Laura Jimenez Hernandez. The page title is "Hitos de desarrollo de motor grueso" (Gross Motor Development Milestones). The user's information includes: Product: Mujer, Chronological Age: 1 year 4 months 28 days, Date of Birth: 07/12/2020, Age: 1, Place of Birth: Aguascalientes, and Sex: Mujer. A green notification bar at the top right states "Guardado: Operación realizada correctamente" (Saved: Operation performed correctly).

The main content area is divided into two sections: "EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO" (Growth and Development Evaluation) and "OTRAS VALORACIONES" (Other Assessments). The "EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO" section includes four items: "Crecimiento" (Growth), "Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)" (Infant Development Evaluation), "Valoración de Hemoglobina" (Hemoglobin Assessment), and "Hitos de desarrollo de motor grueso" (Gross Motor Development Milestones). The "OTRAS VALORACIONES" section includes "Hitos de desarrollo de motor grueso" (Gross Motor Development Milestones).


Below this, the "Hitos de desarrollo de la OMS" (WHO Development Milestones) section provides a legend for the status of milestones: Green for "Desarrollo normal: Hito realizado para su edad." (Normal development: Milestone achieved for age), Gray for "Hito por realizar: Cuando un hito esperado para la edad del niño o niña aún no se realiza." (Milestone to be performed: When an expected milestone for the child's age has not yet been achieved), and Red for "Riesgo de retraso: Hito no realizado para su edad." (Risk of delay: Milestone not achieved for age).

At the bottom, the "Edad en meses: de 3.8 a 9.2" (Age in months: from 3.8 to 9.2) is displayed with a teddy bear icon. A "Sentarse sin ayuda" (Sit without help) milestone is shown with a radio button set to "Sí" (Yes) and a green dot indicating completion.




Finalizar valoración

Después de que termine la captura de las valoraciones que tenga disponibles, puede concluir la valoración haciendo clic en **Finalizar valoración**, desde cualquiera de las 4 pantallas en que se encuentre, considerando que sólo la primera (nutricional y crecimiento) es obligatoria.



El sistema mostrará una ventana emergente mostrando la tabla de evaluaciones, y señalando las que ya fueron guardadas con la paloma verde, indicando que si finaliza la valoración ya no podrá capturar las evaluaciones faltantes.

De este modo le da oportunidad de continuar capturando las evaluaciones pendientes, con clic en **Continuar con la valoración**.



Si ya no puede capturar los temas faltantes, puede concluir la valoración con clic en **Finalizar valoración**, que le llevará al reporte con los resultados de la valoración.



MIDO Primera Infancia

Las evaluaciones de la valoración MIDO Primera Infancia ya realizadas se muestran marcadas con verde:

 Crecimiento	 Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)	 Valoración de Hemoglobina	 Hitos de desarrollo de motor grueso
--	---	--	--

Si finaliza la valoración no podrá realizar las evaluaciones faltantes y abrirá directamente el reporte de la valoración.

Para continuar con las evaluaciones, utilice el menú superior de iconos.

[Continuar con la valoración](#) [Finalizar valoración](#)

[Guardar datos de valoración](#)



Resultados de la valoración realizada

Esta es la última pantalla de la valoración, que le muestra los resultados en un reporte que puede ser exportado en diferentes formatos, como PDF, para ser entregado a la madre o tutor del menor de edad.

Además de la información de mediciones, el reporte incluye una serie de recomendaciones para apoyar el desarrollo del menor, tomando en cuenta sus resultados: desarrollo normal, rezago en el desarrollo, etc. entendiendo que no sustituyen en forma alguna las citas con los profesionales de la salud.

MIDO INTEGRAL

Julio Zurita Zárate
Fecha de nacimiento: 06/01/2019 | Edad: 3 | Entidad de nacimiento: Ciudad de México | Sexo: Hombre

Resultados de la valoración realizada
Fecha: 09/05/2022 | Hora: 11:07

[Continuar](#)

MIDO PRIMERA INFANCIA
Medición Integrada para la Detección Oportuna

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Resultados de la valoración

Estado: SD Fecha de emisión: 09/05/2022
Jurisdicción: SD Fecha de valoración: 09/05/2022
Unidad de salud: SD CLUES: PRSSA000002

Datos del niño(a)

Nombre: **Julio Zurita Zárate** Edad: **4 mes(es),3 día(s)**
Semanas de gestación al nacimiento: 41.00 Fecha de nacimiento: 06/01/2019

El amor que le das a tu hijo a través de la leche materna, evita que se enferme y lo ayuda a crecer sano y listo.
Para conocer todos los beneficios de la lactancia materna para ti y tu bebé acércate a tu unidad de salud.

Resultados de la valoración de MIDO Primera Infancia

¿Qué significan los resultados según la edad de **Julio** ?


	Valoración	Color	Resultado	Recomendaciones
	Peso	Red	Peso alto para la edad	* Por otro lado, la valoración de desarrollo de tu hijo mostró que realiza las acciones esperadas para su edad, por eso te
	Estatura (talla)	Green	Talla normal para la edad	
	Evaluación de	Green		

Para regresar a la pantalla principal del expediente del menor, haga clic en **Continuar**.



Actualizar datos del niño

Seleccione esta opción desde el menú principal de MIDO Primera Infancia.



Se abrirá la pantalla **Actualizar información del niño(a)**, donde se capturaron los datos cuando se le dio de alta.

Actualizar información del niño(a)
Fecha: 09/05/2022 | Hora: 11:08

Atención obstétrica

Tipo de parto:
 Eutócico vaginal Distócico vaginal Cesárea

Producto de un embarazo *:
 Único Gemelar Tres o más

SNIA-SIE: ALF055

Datos de identificación del niño o niña

¿Cuenta con el certificado de nacimiento del infante?

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido: Sexo: Hombre Mujer

Fecha de nacimiento: Fecha estimada: Edad cronológica: Entidad de nacimiento:

CURP estimada: Certificado de nacimiento:

Institución de derechohabencia o afiliación: Expediente:

Peso al nacer: Valor aproximado: Longitud al nacer: Valor aproximado: Perímetro cefálico al nacer: No se sabe / No responde:

Datos del nacimiento

Duración estimada de la gestación: Semanas: Días: Datos estimados:

APGAR (a los 5 minutos): No se sabe / No responde: SILVERMAN (a los 5 minutos): No se sabe / No responde:

Tamizaje metabólico: Sí No No se sabe / No responde

Tamizaje auditivo: Sí No No se sabe / No responde

Lactancia exclusiva: Sí No No se sabe / No responde

SNIA-SIE: ALF055
T-SNIA-SIE: ALF12095



Algunos datos no pueden ser modificados después de su primera captura. Por ello estarán deshabilitados. Los campos donde pueda seleccionar, escribir o marcar serán guardados.

Datos de identificación del niño o niña

¿Usted cuenta con el certificado de nacimiento del infante?

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Sexo ¹ * Mujer Hombre

Fecha de nacimiento * Fecha estimada Edad cronológica Entidad de nacimiento *

CURP estimada Certificado de nacimiento

Institución de derechohabiente o afiliación * Expediente

Peso al nacer ¹ * Valor aproximado Longitud al nacer ¹ * Valor aproximado Perímetro cefálico al nacer ² No se sabe / No responde

Una vez que realice los cambios, haga clic en **Actualizar datos del niño o la niña**, y para salir de la pantalla haga clic en **Guardar**.

Datos del nacimiento

Duración estimada de la gestación: Semanas * Días Dato estimado

APGAR (a los 5 minutos) No se sabe / No responde SILVERMAN (a los 5 minutos) ¹ No se sabe / No responde


Tamizaje metabólico ¹ Sí No No se sabe / No responde Tamizaje auditivo ¹ Sí No No se sabe / No responde Lactancia exclusiva Sí No No se sabe / No responde

SINBA-SEUL-14-P DGIS
1 SINBA-SIS-38-P | 2 OMS




Resumen de valoraciones

Seleccione esta opción desde el menú principal de MIDO Primera Infancia.



Se abrirá la pantalla de resumen, donde se mostrarán en una tabla todas las valoraciones hechas al menor de edad, ordenadas por fecha de captura, con sus valores y su clasificación semaforizada correspondiente.



[FIN DEL DOCUMENTO]